

## Porovnání přenosných, veterinárních rentgenových přístrojů od Kalmic

<b>Funkce / Model</b>	<b>EPX-F1600</b>	<b>EPX-F2400</b>	<b>EPX-F2800</b>	<b>EPX-3200</b>	<b>EPX-F4000</b>	<b>EPX-F5000</b>
Maximální výstupní výkon	1.6 kW	2.4 kW	2.8 kW	3.2 kW	4 kW	5 kW
Frekvence generátoru	100 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz
kV rozpětí	40-90 kV	40-100 kV	40-120 kV	40-100 kV	50-110 kV	50-110 kV
mA rozpětí	12-30 mA	16-40 mA	12-40 mA	25-60 mA	20-80 mA	10-100 mA
mAs rozpětí	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs
Ohnisko	1.2 x 1.2 mm	1.2 x 1.2 mm	1.2 x 1.2 mm	2.0 x 2.0 mm	1.8 x 1.8 mm	1.8 x 1.8 mm
Cílový úhel	19°	16°	16°	16°	15°	15°
Tepelná kapacita anody	10 kHU	50 kHU	50 kHU	40 kHU	42 kHU	42 kHU
Vstupní napětí	110/220 V	110/220 V	110/220 V	200-240 V	200-240 V	200-240 V
Fáze / frekvence	Singl / 50-60 Hz					
Rozměry (mm)	335x153x170	360x200x190				
Velikost balení (mm)	520x400x330					
Čistá hmotnost	6.8	11	12	12	12	12
G-hmotnost	20	22	22	22	22	22