

Pracovní stanice


Stanice pro čištění klecí a odstraňování podestýlky,
laminární komory a dávkovač podestýlky

od **Allentown**



Phantom

nejtišší a energeticky nejúspěšnější stanice na čištění klecí na trhu



Snadná obsluha a další výhody

Použití jednoho EMC motoru má za následek nižší spotřebu elektrické energie, nízký výdej tepla a hluku. Ochrana personálu a zvířat je ještě větší díky čistotě vzduchu, který je klasifikovaný jako ISO 4.

Obsluha stanice se zajišťuje přes dotykový LCD panel.

Dostupné ve 3 šířkách pracovních komor: 876 mm, 1130 mm nebo 1386 mm.

Stanice Phantom pro odstraňování podestýlky

Vybavena velmi tichým a úsporným motorem EMC, který nevydává hluk ani vibrace.

Zkonstruovaná pro obsluhu všech typů klecí s dokonalým osvětlením pracovní plochy.



Ještě větší ochrana před alergeny a prachovými částicemi

HEPA filtry a systém odsávající prachové částičky zaručuje bezpečnost práce.



Laminární box



Pro laboratoře BSL II a III i BSL IV

Boxy s různými parametry spotřeby a recirkulace vzduchu.

Vybaveny HEPA filtry s možností přetlaku nebo podtlaku v pracovním boxu.

Hadraulické nastavení výšky boxu usnadňuje práci.



Stanice dávkování steliva FreeFlow

Univerzální stanice s 10 předprogramovanými nastaveními dávkování pro všechny typy podestýlky do 10 typů klecí.

Plug-and-play. Elektrické ovládání stanice nevyžaduje připojení stlačeného vzduchu.

Práce s vestavěným vzduchovým kompresorem v pracovní stanici je ještě levnější.
Ovládací panel LCD umožňuje definovat všechny parametry dávkování podestýlky.



www.animalab.cz

Pro více informací: +420 608 886 038
info@animalab.cz

AnimaLab s.r.o.
Na Bateriích 505/57
16200 Praha 6

Pomáháme Vám najít nové obzory