


Konvenční chovné nádoby



Typ II	Typ II L	Typ III	Typ III H	Typ IV	Typ IVS
Podlahová plocha:					
375cm ²	553cm ²	840cm ²	820cm ²	1 875cm ²	1 400cm ²
Polykarbonát:					
•	•	•	•	•	•
Polysulfon:					
•	•	•	•	•	•

Víka chovných nádo



Typ II	Typ II L	Typ III	Typ III H	Typ IV	Typ IV H	Typ IVS
Nerezová ocel:						
•	•	•	•	•	•	•

Lahve



250ml	300ml	400ml	450ml	500ml	750ml	900ml
Polykarbonát:						
•	•	•	X	•	•	•
Polysulfon:						
•	X	X	•	•	•	•



Kompatibilní s
nerezovými pítky



Lahve jsou vybaveny
silikonovým
těsněním

Stojany pro chovné nádoby



Standardní stojan

Odlehčený stojan

Stojan s drátěnými policemi

Stojan s plnými policemi

Materiál:

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Rozměry:

Stojany jsou dostupné pro všechny typy nádob

Stojany jsou dostupné pro všechny typy nádob

Vozíky pro koše na lahve



Vozík pro 9 košů na lahve





Materiál: Nerezová ocel

4 kolečka, 2 s brzdíčkami


Snadno skladovatelný

Dostupné v různých rozměrech

NexGen IVC pro myši



NexGen IVC pro potkany



IVC pro myši

Od 48 do 162 nádob

Jednostranný i oboustranný stojan

HEPA cetrifikováno

Vyrobeno z polysulfonu

Autoklávovatelné

IVC pro potkany

Od 30 do 70 nádob

Výhody:

- nižší spotřeba elektrické energie
- průtok vzduchu na úrovni klece
- kontrolovatelné pomocí iPadu
- možnost připojení stojanového ventilátoru
- stabilní a lehká konstrukce